


**Bi/**  
**MED**

**cryo systems**

**CRYOMED**  
**ürün katalođu**

# MC-150 CRYOSET (350/500cc) liquid nitrogen unit



Ürün Kod No. :  
150.100/500cc  
150.100/350cc

CE 1984



1 mm sprej uç

Ürün Adı  
SPREY - A

Ürün Kod.No.  
150.101



0,8 mm sprej uç

Ürün Adı  
SPREY - B

Ürün Kod.No.  
150.102



0,6 mm sprej uç

Ürün Adı  
SPREY - C

Ürün Kod.No.  
150.103



0,4 mm sprej uç

Ürün Adı  
SPREY - D

Ürün Kod.No.  
150.104



0,3 mm sprej uç

Ürün Adı  
SPREY - E

Ürün Kod.No.  
150.105



1 mm sprej uç

Ürün Adı  
KONİK SPREY - A

Ürün Kod.No.  
150.106



0,8 mm sprej uç

Ürün Adı  
KONİK SPREY - B

Ürün Kod.No.  
150.107



0,6 mm sprej uç

Ürün Adı  
KONİK SPREY - C

Ürün Kod.No.  
150.108



0,4 mm sprej uç

Ürün Adı  
KONİK SPREY - D

Ürün Kod.No.  
150.109



Akne müdahalelerinde etkiyi maksimuma çıkarır.

Ürün Adı  
AKNE SPREY

Ürün Kod.No.  
150.110



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 6 mm

Ürün Kod.No.  
150.111



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 10 mm

Ürün Kod.No.  
150.112



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 15 mm

Ürün Kod.No.  
150.113



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 18 mm

Ürün Kod.No.  
150.114



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 25 mm

Ürün Kod.No.  
150.115



Derin lezyonlarda havuz etkisi ile doku yıkımı gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ürün Adı  
CRYO ODACIĞI - 30 mm

Ürün Kod.No.  
150.116



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 0,5 mm

Ürün Kod.No.  
150.117



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 1 mm

Ürün Kod.No.  
150.118



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 2 mm

Ürün Kod.No.  
150.119



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 3 mm

Ürün Kod.No.  
150.120



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanađı sađlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 4 mm

Ürün Kod.No.  
150.121



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanađı sađlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 5 mm

Ürün Kod.No.  
150.122



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanađı sađlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 6 mm

Ürün Kod.No.  
150.123



Mini lezyonlara temas ederek tedavi olanađı sađlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 8 mm

Ürün Kod.No.  
150.124



Geniř lezyonlara temas ederek tedavi olanađı sađlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 10 mm

Ürün Kod.No.  
150.125



Geniş lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 12 mm

Ürün Kod.No.  
150.126



Geniş lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 15 mm

Ürün Kod.No.  
150.127



Geniş lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 20 mm

Ürün Kod.No.  
150.128



Geniş lezyonlara temas ederek tedavi olanağı sağlar.

Ürün Adı  
KONTAK PROB - 25 mm

Ürün Kod.No.  
150.129



Ulaşılması zor lezyonlar için 14 - 16 - 18 - 20  
G ölçülerde.

Ürün Adı  
UZUN - EĞİK SPREY

Ürün Kod.No.  
150.130





Ulaşılması zor lezyonlar için 14 - 16 - 18 - 20  
G ölçülerde.

Ürün Adı  
UZUN - DÜZ SPREY

Ürün Kod.No.  
150.131



Ulaşılması zor lezyonlar için 14 - 16 - 18 - 20  
G ölçülerde.

Ürün Adı  
UZUN - 2 cm SPREY

Ürün Kod.No.  
150.132



Ulaşılması zor lezyonlar için 14 - 16 - 18 - 20  
G ölçülerde.

Ürün Adı  
UZUN - 3 cm SPREY

Ürün Kod.No.  
150.133



Ulaşılması zor lezyonlar için 14 - 16 - 18 - 20  
G ölçülerde.

Ürün Adı  
UZUN SPREY SETİ

Ürün Kod.No.  
150.134



Müdahale esnasında püskürtme açısını  
değiştirerek cihazın dik pozisyonda kalmasını  
sağlar. Sprey ve kontak bütün uçlara  
uygundur.

Ürün Adı  
UZATMA ADAPTÖRÜ 900

Ürün Kod.No.  
150.135



Müdahale esnasında püskürtme açısını değiştirerek cihazın dik pozisyonda kalmasını sağlar. Sprey ve kontak bütün uçlara uygundur.

Ürün Adı  
UZATMA ADAPTÖRÜ 450

Ürün Kod.No.  
150.136



Müdahale esnasında püskürtme açısını değiştirerek cihazın dik pozisyonda kalmasını sağlar. Sprey ve kontak bütün uçlara uygundur.

Ürün Adı  
BÜKÜLEBİLİR UZATMA  
ADAPTÖRÜ


Ürün Kod.No.  
150.137



Müdahale esnasında püskürtme açısını değiştirerek cihazın dik pozisyonda kalmasını sağlar. Sprey ve kontak bütün uçlara uygundur.

Ürün Adı  
UZATMA ADAPTÖRÜ

Ürün Kod.No.  
150.138



Müdahale esnasında püskürtme açısını değiştirerek cihazın dik pozisyonda kalmasını sağlar. Sprey ve kontak bütün uçlara uygundur. (4 adet)

Ürün Adı  
UZATMA ADAPTÖR SETİ

Ürün Kod.No.  
150.139



Aralıklı püskürmeyi ve tıkanmayı engeller. Sıvı azot akışını artırır.

Ürün Adı  
GERİ DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ

Ürün Kod.No.  
150.140



Tek kullanımlık iğneleri cryo cihazına bağlamak için kullanılır.

Ürün Adı  
LUER LOCK ADAPTÖRÜ

Ürün Kod.No.  
150.141



Düzensiz şekilli lezyonlarda, lezyonun şeklini alarak püskürtme alanını sınırlamak için kullanılır. 6 adetlik takımdan oluşur.

Ürün Adı  
CRYO KONİLERİ

Ürün Kod.No.  
150.142



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 1,5 mm

Ürün Kod.No.  
150.143



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 3 mm

Ürün Kod.No.  
150.144



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 5 mm

Ürün Kod.No.  
150.145



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 8 mm

Ürün Kod.No.  
150.146



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 10 mm

Ürün Kod.No.  
150.147



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 12 mm

Ürün Kod.No.  
150.148



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 15 mm

Ürün Kod.No.  
150.149



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar.

Ürün Adı  
CRYO TABAĞI 18 mm

Ürün Kod.No.  
150.150



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar. 1,5 - 3 - 5 - 8 mm

Ürün Adı  
**MINI CRYO TABAK SETİ**  
(4 adet)

Ürün Kod.No.  
150.151



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar. 10 - 12 - 15 -18 mm

Ürün Adı  
**MAXI CRYO TABAK SETİ**  
(4 adet)

Ürün Kod.No.  
150.152



Hassas bölgelerdeki lezyonlarda, (göz çevresi gibi) lezyonu sınırlayarak püskürtmeyi belli bir alanda toplar. 1,5 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

Ürün Adı  
**CRYO TABAK SETİ (8 adet)**

Ürün Kod.No.  
150.153



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
**0519 CERVİCAL PROB**

Ürün Kod.No.  
150.154



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
**1905 CERVİCAL PROB**

Ürün Kod.No.  
150.155



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
1910 CERVICAL PROB

Ürün Kod.No.  
150.156



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
1920 CERVICAL PROB

Ürün Kod.No.  
150.157



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
2500 CERVICAL PROB

Ürün Kod.No.  
150.158



Jinekolojik müdahaleler için kullanılır.

Ürün Adı  
2507 CERVICAL PROB

Ürün Kod.No.  
150.159



Koruyucu Aksesuar

Ürün Adı  
KORUYUCU GÖZLÜK

Ürün Kod.No.  
150.160



Koruyucu Aksesuar

Ürün Adı  
KORUYUCU ELDİVEN


Ürün Kod.No.  
150.161



Koruyucu Aksesuar

Ürün Adı  
KORUYUCU MASKE

Ürün Kod.No.  
150.162

**Bi/**  
  
**MED**